

Sahva



BRUGERVEJLEDNING
ORTOPÆDISK FODTØJ

Ortopædisk fodtøj

Denne pjecce er en skriftlig vejledning om dit nye ortopædiske fodtøj, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af fodtøjet.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugsvejledningen grundigt igennem. Dit nye ortopædiske fodtøj skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen.

Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva. Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse og brug af produktet

Ortopædisk fodtøj er individuelt fremstillet til den enkelte bruger og må derfor kun anvendes af den person, det er lavet til. Er det første gang, du får håndsytet fodtøj, skal du tage dem i brug jf. de personlige råd fra Sahvas personale. Det skyldes, at fødder, ben og ryg skal vende sig til at blive korrigeret.

- Generelt anbefaler vi, at du tager skoene på i én time den første dag. Hvis der ikke er gener på huden, så tag dem på igen i én time. Næste dag to timer og så fremdeles. Foden har brug for cirka 2-3 uger for at vænne sig til det nye fodtøj.
- Skoene bør jævnligt efterses for slitage. Kraftig slitage, forandringer i skoens materialer, limninger, der har taget skade, kan medføre, at skoene ikke er stabile og dermed ikke giver korrekt støtte. Er det tilfældet, bør fodtøjet ikke benyttes, og det skal indleveres til eftersyn hos Sahva
- Vi anbefaler, at fodtøjet imprægneres inden brug
- Vi anbefaler altid at anvende skohorn
- Fodtøjet bør vedligeholdes som almindeligt fodtøj med skocremer, læderfedt eller nubuck imprægnering.
- Skulle fodtøjet blive vådt, bør det tørre ved normal stuetemperatur
- Fodtøjet bør ikke udsættes for stærk varme

Vask og rengøring

Fodtøjet kan rengøres med fugtig klud eller børste. Brug derefter det plejemiddel der er anbefalet til dit fodtøj. Brug ikke rengøringsmidler!

Tilhørende indlæg kan eventuelt tages ud og rengøres særskilt.

Børn

Børnefødder vokser oftest i ryk, og som alt andet fodtøj til børn bør det ortopædiske fodtøj jævnligt undersøges for korrekt pasform. Ved tvivlsspørgsmål kan du altid kontakte Sahva.

Diabetes eller dårligt kredsløb

Diabetikere, og andre med nedsat blodforsyning i fødderne, skal være ekstra opmærksomme på føddernes tilstand. Tryk fra fodtøj kan give skader på huden og eventuelt sår, der øger risikoen for infektion.

Følgende er derfor vigtigt

- Kontroller dagligt fødderne for røde trykmærker, vabler eller sår. Brug et spejl. Har du nedsat syn, kan det være en god idé at lade andre kontrollere dine fødder jævnligt
- Hvis du opdager sår, skal du gå til din læge
- Gå aldrig barfodet - brug altid fodtøj. Også i hjemmet i form af indesko
- Benyt jævnligt en fodterapeut

Gigt

Ofte forårsager gigt forandringer i leddene; heriblandt fødderne. Derfor anbefales det at få kontrolleret fodtøjet for forandringer regelmæssigt hos Sahvas ortopædiske skomagere.

Særlige risici

Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

Sahva gør opmærksom på

Materialerne er valgt ud fra et almindeligt brug af fodtøj. Kemikalier, olie eller høj fugtighed kan opløse visse typer lim og materialer og dermed formindske levetiden af fodtøjet væsentligt. Anvendelse af fodtøjet i områder, hvor dette forefindes, bør derfor kun ske, hvis det er aftalt med Sahva.

Reparation/Fornyelse af produkt - Ansøgningsregler

Hvis du skal have repareret, eller fornyet, dit fodtøj, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få nyt fodtøj og eventuelle reparationer.

Garanti og reklamation

Sahas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje. Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer.

Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning - dog senest tre måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen i den tid, det har taget at fremstille hjælpemidlet.

God fornøjelse med dit nye fodtøj!

Med venlig hilsen
Sahva

Din behandler _____

Dato for udlevering: _____

Dato for ny aftale: _____



Sahva er en moderne virksomhed med mere end 140 års erfaring, som består af fagligt dygtige specialister i kroppens bevægelighed. Sahva har mere end 40 klinikker og butikker fordelt over hele landet, og vi hjælper dig til et liv i bevægelse med hjælpemidler af højeste kvalitet og til dit behov.

Vi er Danmarks største udbyder af kropsbårne hjælpemidler, og vi rådgiver og deler vores viden med professionelle og kunder gennem et stort udbud af aktiviteter.

Med dig i centrum udvikler og designer vi højteknologiske ben- og armproteser, skinner og korsetter, ortopædisk fodtøj og indlæg. Vi tilbyder også brystproteser og kompressionsbehandling og vejleder i sunde sko med optimal komfort til dine fødder. Vi hjælper dig til at leve et mere aktivt liv med en højere livskvalitet.

Læs mere på www.sahva.dk eller kontakt os for at høre mere om dine muligheder på tlf.: 7011 0711.

Sahva

Et liv i bevægelse

Kontakt os og hør mere om dine muligheder

7011 0711 · sahva.dk

Følg Sahva på LinkedIn · Instagram · Facebook