



Brugervejledning

Lycra Suit/dragt – SDO
(Sensory Dynamic Orthosis)

■ Dato for udlevering: _____

Sahva



Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om den nye Lycra Suit (dragt), som dit barn har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af dragten.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Lycra Suiten skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

› Funktion

Lycra Suiten er specialfremstillet for at hjælpe dit barn til kontrol af høj/lav tonus. Dragten komprimerer kroppen, og øger på den måde bevidstheden om, hvor de forskellige kropsdele befinder sig. Dragen er fremstillet efter mål, designet til netop dit barn – og må derfor ikke anvendes af andre. Lycra Suiten skal hjælpe barnet til en bedre bevægelse af arme og ben. For at opnå maksimal fordel af dragten, er det vigtigt, den anvendes hver dag i

begyndelsen af behandlingen. Lycra Suiten virker, når barnet er i bevægelse. Under hvile er der ingen effekt.

› Indikation

Lycra Suiten kan benyttes ved behandling og reduktion af forøget tonus ved neurologiske tilstande såsom: Cerebral parese · Erhvervet hjerneskade · Erhvervet rygmarvskade · Cerebellær Ataxi · Atetos · Spina · Bifida · Stroke · MS.

› Materialer

Lycra Suiten er fremstillet af lycraelastik sammensat i forskellige paneler.

› Behandlingstid for midlertidige produkter

Efter lægens anvisninger.
OBS: Lycra Suiten skal ikke anvendes om natten.

› Holdbarhed/levetid for varige produkter

Lycra Suitens størrelse skal kontrolleres cirka hver 6. måned. Producenten (Camp) har tre måneders tilpasningsgaranti på Lycra Suits.

Brug af produktet

› Påtagning

Træk først Lycra Suiten op over knæet på det ene ben derefter det andet ben. Kontroller at knæpanelerne er centreret og placeret korrekt. Træk Lycra Suiten op over bagdelen og hofterne. Put en arm i ad gangen og træk derefter Lycra Suiten op over skuldrene. Kontroller at albuepanelerne er centreret og placeret korrekt. Kontroller at sømmene sidder rigtigt placeret på armene og benene og i siderne på kroppen. Træk den bageste lynlås op først; derefter den forreste lynlås. Sommetider kan det være lettere at starte med den forreste lynlås. Hvis der trækkes en plastpose over hånden og foden, kan armen og benet lettere glide gennem dragten.

› Aftagning

Lycra Suiten tages af ved at udføre ovennævnte procedure i modsat rækkefølge.

› Pleje af huden

Hvis Lycra Suiten er for stram, bliver hænder, fingre og kropsdele blålige eller føles kolde. Sker dette, skal dragten straks tages af. Prøv derefter at tage



Lycra Suiten på igen. Hvis problemerne opstår, når barnet får Lycra Suiten på igen, tages den af, og bandagisten kontaktes. Det er normalt, at man kan se mærker på huden langs syninger og kanter. Når dragten er taget af, skal mærkerne dog forsvinde igen efter 20 – 25 minutter.

› Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen. Alt sammen kan være med til at ændre Lycra Suitens pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at pasformen er forringet.

› Særlige risici

Undgå at anvende Lycra Suiten, hvis barnet har hududslet eller feber. Spørg din læge til råds. Vær opmærksom på tegn som følelse af ubehag, forandringer af hudfarve og temperatur på hånd/fod, da det kan være tegn på cirkulationsproblemer. Hvis dette opstår, skal du tage Lycra Suiten af og kontakte bandagisten. Opståede mærker skal forsvinde i løbet af 20-25 minutter efter, Lycra Suiten er taget af - ellers skal bandagisten kontaktes.

› Allergi

Er der noget, barnet er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til allergien ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

› Rengøring

Lycra Suiten maskinvaskes på 40° C og må ikke tørretumbles, men skal tørre over natten. Skal vaskes regelmæssigt, eller når den er blevet snavset. Anvend et mildt vaskemiddel uden enzymer. Anvend ikke skyllemiddel. Dragten må ikke tørres i direkte sollys eller på radiator.

› Vedligeholdelse

Se rengøring.

› Bortskaffelse/returnering

Når Lycra Suiten ikke længere passer, eller er slidt op, kan den afleveres til Sahva. For midlertidige hjælpemidler, der er udleveret i forbindelse med behandling på et hospital, skal du forhøre dig på hospitalet, om du skal returnere hjælpemidlet.

Reparation/Fornyelse af produkt

› Ansøgningsregler

Hvis du skal have repareret eller fornyet dit hjælpemiddel, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje. Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamerationsret.
