

sim-slide®

another Arion brand

Sim-Slide - The New Standard

Sim-Slide er det ultimative hjælpemiddel til på- og aftagning af kompressionsstrømper og strømpebukser med åben tå i et og samme produkt!



Problemstilling

For patienter og plejere er det daglige ritual omkring på- og aftagning af kompressionsstrømper og strømpebukser en slidsom og møjsommelig proces, hvor risikoen for belastnings- og arbejdsskader er høj for plejepersonalet. Det samme gør sig gældende for de patienter, der selv er i stand til at udføre opgaven. Den fysiske belastning, som på- og aftagningen medfører, kan virke som en uoverskuelig opgave, hvilket kan få en direkte betydning for, om behandlingen gennemføres med succes af patienten.

Løsning

Sim-Slide er specielt designet til at løse alle udfordringerne omkring på- og aftagning af kompressionsstrømper og strømpebukser med åben tå. Sim-Slide er fremstillet i et meget glat materiale, som har fået en speciel overfladebehandling. Til sammen sikrer materialet og dobbeltlagsfunktionen et ultra glat slutprodukt, som nedsætter friktionen ved på- og aftagning væsentligt.

Den nedsatte friktion ved brug af Sim-Slide betyder, at den fysiske belastning for plejepersonalet og patienterne nedsættes til et absolut minimum. Herved mindskes risikoen for skader væsentligt, mens sandsynligheden for at patienterne overholder behandlingen stiger. Sim-Slide giver ydermere patienterne mulighed for at bevare deres selvstændighed i længere tid, da de med klare og enkle instruktioner selv kan påføre og aftage kompressionsstrømper eller strømpebukserne.

Målgruppe

Sim-Slide er den oplagte løsning for patienter, der bruger kompressionsstrømper og strømpebukser med åben tå. Takket være Sim-Slide kan strømperne tages på og af med største lethed. Desuden er Sim-Slide et uundværligt hjælpemiddel for plejepersonalet, som har den anstrengende opgave dagligt at på- og aftage kompressionsstrømper eller strømpebukser på deres patienter.

Sim-Slide® D

Én løsning til to problemer!


Produktforele

- To i én
- Reducerer den fysiske anstrengelse for både plejepersonale og patienter
- Øger patientens uafhængighed og behandlingseffektivitet
- Kompressionsstrømperne bevarer deres kompression og egenskaber længere
- Let at bruge
- Sparer tid og penge
- Lang holdbarhed
- Nem at tage med overalt


Sortiment

Art. no.	Størrelse	Skostørrelse
EoSLo1	Small	34-37
EoSLo2	Medium	38-41
EoSLo3	Large	42-45
EoSLo4	Extra Large	≥46


ON



Sæt Sim-Slide på foden. For ikke at risikere at Sim-Slide glider af foden, træk forsigtigt i de orange greb



Tag strømpen på uden på Sim-Slide



Træk strømpen over foden således at hælen sidder på det rigtige sted




Tag et fast greb i hælen og hold med den anden hand i løkken



Træk derefter med små træk i løkken og tag Sim-Slide ud af strømpen

OFF



Træk Sim-Slide op over strømpen



Træk godt i de orange greb således at Sim-Slide sættes fast lige op over anklen



Fold strømpen så meget som muligt over Sim-Slide



Træk strømpen og Sim-Slide med små træk af foden, begynd med hælen