


# Brugervejledning

Brystproteser

■ Dato for udlevering: \_\_\_\_\_

Sahva



## Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om brystproteser, som du har modtaget efter hospitalets ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af protesen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugervejledningen grundigt igennem.

Protesen skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

## Beskrivelse af produkt

### › Funktion

Balance i kroppen efter brystoperation.

### › Indikation

Brystproteser kan bruges, når det naturlige bryst er blevet helt eller delvist bortopereret, eller når brystet er formindsket f.eks. ved strålebehandling.

- Selvsiddende proteser erstatter hele det naturlige bryst og klæber direkte på huden.
- Løse proteser erstatter det naturlige bryst og lægges i en bh med lomme.

- Løse del- og skalproteser anvendes i tilfælde af brystbevarende operationer og efter stråling, for at give mere fylde til det behandlede bryst.
- Letproteser erstatter det naturlige bryst. Vejer ikke så meget og anvendes primært i forbindelse med aktiviteter i vand.

### › Materialer

Silikone omgivet af en skal af polyurethanfolie alle hudtyper kan tåle.

### › Holdbarhed/levetid for varige produkter

Et til to år afhængig af kroppens varme.

## Brug af produktet

### › Påtagning

Lægges i lomme på bh eller klæbes direkte på kroppen.

### › Aftagning

Løs protese tages blot ud af lommen i bh'en. Selvsiddende protese tages af ved træk fra midten af protesen.

### › Pleje af huden

En creme uden parfume, farve eller konserveringsmidler eller efter råd fra hospitalet.

### › Forandring af kroppen

Ved brystbevarende operation med efterfølgende strålebehandling kan brystet svinde en smule, og skalprotese anvendes. Ved bortoperation af bryst bliver der ubalance af kroppen, som skal udlignes med brystprotese.

### › Vedligeholdelse


Vejledningsbeskrivelse følger med produktet.

### › Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

### › Bortskaffelse/returnering

Når protesen ikke længere passer, eller er slidt op, kan den afleveres til Sahva.



### › Ansøgningsregler

Som brystopereret har du mulighed for at søge din kommune om bevilling til brystproteser. Normalt har du mulighed for at søge om bevilling til én brystprotese efter din operation samt én til skiftebrug. Hvis du er dobbeltopperet, har du normalt mulighed for at søge om to proteser samt to ekstra til skiftebrug. Herefter kan du søge din kommune om bevilling til en ny brystprotese om året efter behov.

Antallet af proteser afhænger dog af din kommunes serviceniveau, hvorfor du skal kontakte din kommune for at høre mere om dine muligheder. Du kan også søge om brystvorter, specialproteser eller delproteser. Du kan frit vælge din leverandør af brystproteser, uanset hvilken leverandør din kommune henviser til.

- Den første protese søger hospitalet for dig.
- De efterfølgende år søger du selv hos kommunens sagsbehandlere.
- Du får tilsendt bevillingen fra kommunen.
- Du medbringer bevillingen til en af vores butikker.
- Protoser bevilges efter servicelovens § 112 om frit leverandørvalg.

### Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabriktionsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje. Pas på med skarpe genstande; for eksempel en broche.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamationsret.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---