



THUASNE

MOBIDERM

Aktiverer og stimulerer
lymfødemet i løbet af natten





Ødemreducerende kompressionsteknik for anvendelse om natten

Mobiderm er et unik og patenteret materiale, som effektivt vedligeholder et reduceret lymfødem. Dette er klinisk bevist*!

Lymfødembehandling består af to faser: Den initiale fase, som stræber efter at reducere lymfødemet så meget som muligt, og vedligeholdelsesfasen, som har til formål at bibeholde resultatet ved hjælp af medicinske kompressionsstrømper.

Studier viser, at behandlingen under begge faser bliver mere effektiv og giver bedre resultat i kombination med anvendelse af Mobiderm om natten.*

Mobiderm består af et patenteret system med integrerede vattede kuber, som aktiverer lymfesystemet, stimulerer lymfens gennemløb og modvirker fibrose.


Mobiderm fås i flere forskellige udførelser. Dels på rulle og plade for applicering i kombination med bandagering under den initiale fase og dels som arm- og benstrømper i både standard og specialsyede modeller til anvendelse i vedligeholdelsesfasen.

**Mobiderm er medtaget i flere kliniske studier: POLIT study (2014), Marilyn study (2017), Mobinight study (2017). Kontakt Sahva for yderligere information.*

- **Mobiderm er et gennemprøvet og klinisk testet materiale, som giver et hurtigt og vedvarende resultat.**
- **Mobiderm blødgør fibrøst væv, samt stimulerer og aktiverer lymfesystemet.**
- **Mobiderm er enkelt at håndtere og meget behageligt at anvende.**


Egenskaber

- Mobiderm aktiverer og stimulerer lymfens gennembløb om natten hos brugere med lymfødem, uanset stadie.
- Mobiderm er et supplement til medicinske kompressionsstrømper.
- Mobiderm anvendes under den initiale reduktionsfase og i vedligeholdelsesfasen.



Sådan fungerer Mobiderm
Kuberne i materialet stimulerer og presser på vævet, hvilket aktiverer lymfens gennembløb.

Kliniske studier



Mobiderm har deltaget i flere kliniske studier. I MARILYN-studiet* blev det tydeligt vist, at lymfødemet mindskede i volumen, fra den initiale reduktionsfase blev stabiliseret, og reduktionen blev opretholdt ved brug af Mobiderm om natten. Uden Mobiderm øgede volumen allerede fra dag 1 i vedligeholdelsesfasen. Kontakt Sahva Danmark for yderligere information.

* 2017, An auto-adjustable night garment to control early rebound effect of edema volume after intensive phase of Decongestive Lymphedema Therapy (DLT). Mestre S.^{1,2}, MD, MSc, Gaillard G.¹, MD, Benhamou M.¹, MD, Soulier-Sotto V.¹, MD, Nou M.¹, MD, Pasqualini M.³, PhD, Ben Amor C.³, MD, Quere I.^{1,2,4}, MD, PhD.

15x15 mm
Anvendes ved større
områder, f.eks. arm og lår.

5x5 mm
Anvendes ved følsomme
områder, f.eks. hånd og fod.


MOBIDERM autofit

Mobiderm Autofit har justerbar pasform i standard størrelser, hvilket indebærer, at den passer perfekt i den initiale reduktionsfase.


Takket være muligheden for at justere omfanget kan Mobiderm Autofit følge lymfødemets udvikling, når det mindsker i omfang. Dette gør, at Mobiderm Autofit med fordel kan anvendes i den initiale reduktionsfase som alternativ til eller i kombination med bandagering. De patenterede bløde kuber aktiverer lymfesystemet og modvirker risikoen for, at stillestående lymfe kan forårsage fibrose.

*Markeringer på materialet muliggør individuel tilpasning af kompressionsniveauet i tre trin (+++)
Disse kan til og med anvendes til at kontrollere ødemets variation over tid.*

Mobiderm Autofit kan med fordel anvendes i vedligeholdelsesfasen, idet den i mange tilfælde kan erstatte behovet for specialfremstillede produkter. Den justerbare mulighed bevirker også, at niveauet på den aftagende kompression kan reguleres efter behov.



Størrelse					Længde ℓ	
	Omfang ved cA	Omfang ved cC	Omfang ved cD	Omfang ved cG	Normal ℓ = 40 - 45 cm	Lang ℓ = 45 - 50 cm
AG Armstrømpe – højre					Artikelnr.	
1	17 - 21	15 - 19	22 - 28	25 - 32	37330220100261	37330220100271
2	17 - 21	16 - 20	24 - 30	29 - 36	37330220200261	37330220200271
3	18 - 22	17 - 21	26 - 32	33 - 40	37330220300261	37330220300271
4	18 - 22	17 - 21	28 - 34	37 - 44	37330220400261	37330220400271
5	19 - 23	18 - 22	30 - 36	41 - 48	37330220500261	37330220500271
6	20 - 24	19 - 23	31 - 37	45 - 52	37330220600261	37330220600271
AG Armstrømpe – venstre					Artikelnr.	
1	17 - 21	15 - 19	22 - 28	25 - 32	37330220100262	37330220100272
2	17 - 21	16 - 20	24 - 30	29 - 36	37330220200262	37330220200272
3	18 - 22	17 - 21	26 - 32	33 - 40	37330220300262	37330220300272
4	18 - 22	17 - 21	28 - 34	37 - 44	37330220400262	37330220400272
5	19 - 23	18 - 22	30 - 36	41 - 48	37330220500262	37330220500272
6	20 - 24	19 - 23	31 - 37	45 - 52	37330220600262	37330220600272



Standard



Markerede niveauer:
Kompressionen kan justeres helt efter brugerens behov i takt med, at ødemet mindsker i omfang.




Antiglid-knopper:
Forhindrer faldskader, når brugeren går oppe.




Integreret hånddel:
Modvirker ødem i hånden. Kan ved behov åbnes, og hånden frigøres.




Åbent design:
Letter på- og aftagning



Velcrolukning:
Dobbelte rækker på knæ- og lårstrømperne for hurtig og enkel på- og aftagning.



Velcrolukning:
Kun én række på armstrømperne for enkel på- og aftagning med én hånd.




Størrelse	Længde L						
	Omfang ved cB	Omfang ved cC	Omfang ved cD	Kort L D : 38 - 40 cm	Normal L D : 40 - 42 cm	Lang L D : 42 - 44 cm	Ekstra lang L D : 44 - 46 cm
AD Knæstrømpe				Artikelnr.			
1	16-24	24-35	25-36	37340120100231	37340120100232	37340120100233	37340120100234
2	20-28	32-43	32-43	37340120200231	37340120200232	37340120200233	37340120200234
3	24-32	40-51	39-50	37340120300231	37340120300232	37340120300233	37340120300234
4	28-36	48-59	46-57	37340120400231	37340120400232	37340120400233	37340120400234

Størrelse	Længde L						
	Omfang ved cB	Omfang ved cC	Omfang ved cG	Kort L G : 67 - 72 cm	Normal L G : 72 - 77 cm	Lang L G : 77 - 82 cm	Ekstra lang L G : 82 - 87 cm
AG Lårstrømpe				Artikelnr.			
1	16-24	24-35	46-57	37350120100231	37350120100232	37350120100233	37350120100234
2	20-28	32-43	53-65	37350120200231	37350120200232	37350120200233	37350120200234
3	24-32	40-51	61-72	37350120300231	37350120300232	37350120300233	37350120300234
4	28-36	48-59	68-80	37350120400231	37350120400232	37350120400233	37350120400234


MOBIDERM

Mobiderm anvendes om natten og har en effektiv væskedrivende funktion. Foruden et stort antal standardstørrelser er der yderligere mulighed for at specialfremstille Mobiderm nøjagtig efter brugerens individuelle mål.


Studier viser, at udelukkende brug af medicinske kompressionsstrømper om dagen ofte ikke er tilstrækkeligt for at kontrollere et lymfødeme og vedligeholde resultatet fra den initiale reduktionsfase. Ved at aktivere det lymfatiske væv yderligere om natten med Mobiderm, stimuleres lymfekredsløbet, og risikoen for, at lymfødemet øger i omfang, modvirkes effektivt. Det er klinisk bevist!



Størrelse	Omfang ved cC	Omfang ved cE	Omfang ved cG	Længde ℓ	
				Normal ℓ = 40 - 45 cm	Lang ℓ = 45 - 50 cm
				Artikelnr.	
1	14 - 16	22 - 25	25 - 29	37300220100233	37300220100232
1+	14 - 16	24 - 27	28 - 32	37300240100233	37300240100232
2	16 - 18	25 - 28	29 - 33	37300220200233	37300220200232
2+	16 - 18	27 - 30	31 - 35	37300240200233	37300240200232
3	18 - 20	28 - 31	32 - 36	37300220300233	37300220300232
3+	18 - 20	30 - 33	35 - 39	37300240300233	37300240300232
4	20 - 22	31 - 34	35 - 39	37300220400233	37300220400232
4+	20 - 22	33 - 36	38 - 42	37300240400233	37300240400232
5	22 - 24	34 - 37	38 - 42	37300220500233	37300220500232
5+	22 - 24	36 - 39	41 - 45	37300240600233	37300240500232



Størrelse				
	Omfang ved cC	Omfang ved cA	højre hand	venstre hand
Artikelnr.				
1	14 - 16	15 - 17	37320120100201	37320120100202
2	16 - 18	17 - 19	37320120200201	37320120200202
3	17 - 19	19 - 21	37320120300201	37320120300202
4	19 - 21	21 - 23	37320120400201	37320120400202
5	20 - 22	23 - 25	37320120500201	37320120500202
6	21 - 23	25 - 27	37320120600201	37320120600202



Størrelse			
	Omfang ved cC	Omfang ved cA	højre / venstre hand
Artikelnr.			
1	14 - 16	15 - 17	37310120100299
2	16 - 18	17 - 19	37310120200299
3	17 - 19	19 - 21	37310120300299
4	19 - 21	21 - 23	37310120400299
5	20 - 22	23 - 25	37310120500299
6	21 - 23	25 - 27	37310120600299

Mobiderm standardstørrelser



AC1 handske



AC1 hånddel uden fingre



CG armstrømpe

Mobiderm efter individuelle mål



CG armstrømpe



AG armstrømpe med hånddel uden tommel



AG armstrømpe med hånddel med tommel




AD knæstrømpe



AG lårstrømpe

Mobiderm – øvrigt sortiment



Ark



Rulle

Mobiderm på rulle og plader

Det unikke Mobiderm materiale fås yderligere i plader eller ruller for anvendelse sammen med bandagering i den initiale bandageringsfase. Kan klippes til efter behov.

Plade	25x25 cm	Små kuber: 5x5 mm
Plade	25x100 cm	Små kuber: 5x5 mm
Plade	25x100 cm	Store kuber: 15x15 mm
Rulle	10x300 cm	Små kuber: 5x5 mm
Rulle	10x300 cm	Store kuber: 15x15 mm



THUASNE

Sahva
Et liv i bevægelse

Sahva A/S
Borgervænget 5
2100 København Ø

Tlf. 7011 0711

www.sahva.dk